



# CONTRÔLE ANNUEL DES LUMINOMETRES



## ASSUREZ-VOUS DE LA CONFORMITÉ DE VOS APPAREILS



Nettoyage et désinfection de la chambre et de la cellule de mesure.



Contrôle de la réponse de l'appareil à l'aide de solutions d'ATP et de témoins positifs et négatifs.



Emission d'un certificat de contrôle et d'entretien de l'appareil à présenter lors de vos audits.

## QUAND CONTRÔLER SES LUMINOMÈTRES ?

Souvent utilisés sur le terrain, les luminomètres sont exposés à des environnements à risque. Afin de s'assurer de leur bon fonctionnement, une vérification annuelle est recommandée. Ce contrôle s'inscrit dans votre démarche qualité.

Nous effectuons ce suivi pour les appareils :

- Kikkoman PD10, 20 et 30
- Kikkoman SMART
- Kikkoman C100 et C110
- Berthold Junior LB9509



Exemple d'un nettoyage d'une chambre de mesure encrassée

## COMMENT SE PASSE L'INTERVENTION ?

1. Envoi du luminomètre à GL Biocontrol (site de Clapiers).
2. L'intervention est réalisée sous 24h à 48h.
3. Le luminomètre vous est renvoyé en livraison express avec le certificat d'entretien.



Votre appareil est indisponible moins d'une semaine.

## CONTACT

+ 33 (0)9 67 39 35 20

@ [sales@gl-biocontrol.com](mailto:sales@gl-biocontrol.com)

GL BIOCONTROL  
5, avenue de l'Europe - Hélioparc - 34 830 CLAPIERS (FRANCE)



[WWW.GL-BIOCONTROL.COM](http://WWW.GL-BIOCONTROL.COM)