



# CONTRÔLE ANNUEL DES LUMINOMÈTRES



## ASSUREZ-VOUS DE LA CONFORMITÉ DE VOS APPAREILS



Nettoyage et désinfection de la chambre et de la cellule de mesure.



Contrôle de la réponse de l'appareil à l'aide de solutions d'ATP et de témoins positifs et négatifs.



Emission d'un certificat de contrôle et d'entretien de l'appareil à présenter lors de vos audits.

## QUAND CONTRÔLER SES LUMINOMÈTRES ?

Souvent utilisés sur le terrain, les luminomètres sont exposés à des environnements à risque. Afin de s'assurer de leur bon fonctionnement, une vérification annuelle est recommandée. Ce contrôle s'inscrit dans votre démarche qualité. Nous effectuons ce suivi pour les appareils :

- Kikkoman PD10, 20 et 30
- Kikkoman SMART

- Kikkoman C100 et C110
- Berthold Junior LB9509



**Exemple d'un nettoyage d'une chambre de mesure encrassée**

## COMMENT SE PASSE L'INTERVENTION ?

1. Envoi du luminomètre à GL Biocontrol (site de Clapiers).
2. L'intervention est réalisée sous 24h à 48h.
3. Le luminomètre vous est renvoyé en livraison express avec le certificat d'entretien.



**Votre appareil est indisponible moins d'une semaine.**

## CONTACT



### Siège social

5, avenue de l'Europe - Hélio parc  
34 830 CLAPIERS (FRANCE)

### Agence Grand Est

8, rue Alfred Kastler  
Maison de l'entreprise  
54 320 MAXÉVILLE (FRANCE)



+ 33 (0)9 67 39 35 20



contact@gl-biocontrol.com



Retrouvez-nous sur **LinkedIn**

**GLBIOCONTROL**

RAPID MICROBIAL DIAGNOSTIC

[WWW.GL-BIOCONTROL.COM](http://WWW.GL-BIOCONTROL.COM)