

## Assurez-vous d'une qualité répondant aux plus hauts niveaux d'exigence



Vous utilisez les réactifs d'ATP-métrie de la marque **DENDRIDIAG®** pour surveiller la qualité microbologique de vos surfaces (plan de travail, élément de process, canalisation...). Pour respecter le protocole de mesure, un assortiment de deux consommables est nécessaire : un écouvillon de prélèvement et un tube de mesure.

GL BIOCONTROL vous propose ces produits complémentaires afin de faciliter votre gestion du compte fournisseur.

Ces consommables ont été sélectionnés par notre département recherche & développement pour offrir la mesure la plus fiable possible. Ils sont utilisés au quotidien par nos équipes.

**Créés pour répondre au niveau de précision exigé en laboratoire de microbiologie, ces consommables sont aussi adaptés à une utilisation sur le terrain.** Ces produits présentent un format pratique, une simplicité d'utilisation, de conservation, une bonne résistance au transport et des emballages pour éviter tout risque de contamination.

### Caractéristiques techniques



#### **Écouvillons de prélèvement**

Écouvillons de prélèvement stériles et ATP-free à usage unique livrés sous tube plastique (emballage individuel) avec étiquette de marquage. Caractéristiques techniques : tige plastique avec embout pointe synthétique.



#### **Tubes de mesure**

Tubes en polyéthylène stériles et à usage unique. Compatibles avec les luminomètres KIKKOMAN PD-30 (1 ml), BIOTRACE UniLite (1 ml), SYSTEMSURE (1 ml), KIKKOMAN C-110 (3 ml) ou BERTHOLD Jr (3 ml). Nous consulter pour d'autres références.

### Domaines d'application

L'assortiment de consommables **BF** est prévu pour contrôler la propreté des surfaces et la présence de biofilm : process alimentaire, process pharmaceutique, piscines, canalisations des circuits de refroidissement et des unités de production d'eau sanitaire... Ces consommables existent aussi pour les eaux industrielles (**IW**), les eaux sanitaires (**SW**), les eaux ultra-pures (**UPW**) et l'air (**AIR**). Nous consulter pour les autres applications.

## Conditionnement




Les deux consommables sont conditionnés pour 100 mesures. Les écouvillons de prélèvement sont emballés individuellement afin d'assurer leur stérilité. Les tubes de mesure sont stériles et vendus en vrac.

## Produits à associer

- 1 luminomètre (appareil de mesure) tel que le modèle PD-30 de la marque KIKKOMAN,
- les réactifs d'ATP-métrie **DENDRIDIAG® BF** pour le contrôle des surfaces.

Si vous souhaitez utiliser vos propres consommables plastiques, consultez-nous pour la compatibilité avec le luminomètre ou les réactifs.

### 4 façons de commander facilement

- @ par email à [contact@gl-biocontrol.com](mailto:contact@gl-biocontrol.com),
-  par fax au + 33 (0)9 55 25 40 31,
-  par téléphone au + 33 (0)9 67 39 35 20,
-  par courrier à GL BIOCONTROL - 9, avenue de l'Europe, Cap Alpha - 34 830 CLAPIERS (FRANCE).

>>> [www.gl-biocontrol.com](http://www.gl-biocontrol.com)